

NUOVO SERVIZIO IN FARMACIA

HOLTER CARDIACO (ECG DINAMICO COMPLETO SECONDO HOLTER)

Si tratta di un elettrocardiogramma registrato "in continuo", per 24/48 h, che ha il pregio di monitorare l'utente mentre questi svolge le quotidiane abituali occupazioni.

A CHE COSA SERVE L'HOLTER CARDIACO:

La metodica rappresenta uno strumento importante, in alcuni casi insostituibile, per **documentare i disturbi del ritmo** fornendo preziose informazioni sul tipo e frequenza dell'**aritmia** e contemporanea sintomatologia clinica. Trova indicazione in caso di:

- Episodi di **cardiopalm** inspiegati, prolungati e/o frequenti
- **Sincopi o pre-sincopi**
- Sintomi difficilmente attribuibili ad aritmia (vertigini isolate, vampate...)
- **Valutazione dell'efficacia della terapia antiaritmica**

COME SI SVOLGE L'HOLTER CARDIACO:

L'holter cardiaco si effettua attraverso un apparecchio che registra per almeno 24 ore l'attività elettrica del cuore. Il paziente si reca in farmacia, dove gli vengono applicati sul torace alcuni elettrodi collegati all'apparecchio portatile (un piccolo registratore a batteria), che il paziente indosserà per il periodo prefissato dal medico, di giorno e di notte, così da registrare in modo continuativo, e durante l'espletamento delle normali attività quotidiane, il suo elettrocardiogramma.

Al termine il paziente si reca nuovamente in farmacia per rimuovere gli elettrodi e consegnare l'apparecchio contenente i suoi dati, dati che attraverso un computer, vengono inviati alla centrale operativa HTN per essere **valutati da medici specialisti cardiologi**.

Il referto si ritira direttamente in farmacia entro 5 gg.

COSTI:

- **ECG 24/h** : 70,00 € (per refertazione entro 5 gg)
- **ECG 24/h URGENTE**: 100,00 € (refertazione in 24/h)
- **ECG 48/h**: 100,00 € (refertazione entro 5 gg)

Questo servizio si va ad aggiungere agli altri 2 servizi di telemedicina già presenti in farmacia:

ELETTROCARDIOGRAMMA a riposo (<http://www.farmaciabaima.it/doc/ECG.pdf>)

HOLTER PRESSORIO delle 24h (<http://www.farmaciabaima.it/holterPressorio.asp>)

